

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Produkt: CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE DO RAN
SAVETT WOUND CLEANSER (WKŁAD)

Numer referencyjny: 3227



1. Opis ogólny

Sterylnie chusteczki z włókniny zanurzone w płynie dezynfekującym rany. Chusteczki są zabezpieczone w szczelnych saszetkach foliowych, które zapobiegają wyciekom i zapewniają sterylność. Saszetki są zapakowane w pudełko wkładu uzupełniającego.

2. Przeznaczenie

Chusteczki Savett Wound Cleanser są przeznaczone do mechanicznego oczyszczania drobnych ran w przypadku, gdy czysta woda bieżąca nie jest dostępna.

3. Opis techniczny

Wymiary produktu

Saszetka	(dł. x szer) w mm:	60 x 58 ±2
Pudełko	(dł. x szer) w mm:	120 x 110 ± 2
z chusteczkami	(dł. x szer. x wys.) w mm:	60 x 60 x 151

Material

Chusteczka:	Biała włóknina
Folia:	Folia aluminiowa z nadrukiem
Płyn:	Roztwór soli fizjologicznej

4. Sterylizacja

Metoda sterylizacji:	Sterylizacja promieniowaniem
----------------------	------------------------------

5. Zawartość

Opakowanie jednostkowe

<u>Produkt/Materiał</u>	<u>Szt.</u>
3239 Saszетки Salvequick Wound Cleanser	40

Opakowanie transportowe

Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu transportowym:	10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm:	330 x 135 x 160
Waga (kg):	1,85

6. Oznakowanie**Na produkcji (saszette)**

Adres Cederroth, numer telefonu i faksu, adres strony internetowej, adres e-mailowy, nazwa produktu, nr referencyjny, nr partii, data ważności
Symbole: CE +NB#, STERYLNOŚĆ, WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU JEDNORAZOWEGO

Opakowanie jednostkowe

Adres Cederroth, numer telefonu i faksu, adres strony internetowej, adres e-mailowy, nazwa produktu, nr referencyjny, Numer partii, data ważności, symbole kodu EAN: CE +NB#, STERYLNOŚĆ, NR PARTII, ZUŻYĆ PRZED

Na op. transportowym

Adres Cederroth, numer telefonu i faksu, adres strony internetowej
Nazwa produktu, nr referencyjny
Numer partii, data ważności, kod EAN, ilość
Symbole: PARTIA, ZUŻYĆ PRZED

7. Warunki przechowywania

Do momentu użycia produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.

Okres przechowywania: 5 lat od daty produkcji

8. Akcesoria

Wraz z produktem można stosować poniższe akcesoria, jednak nie jest to konieczne.

<u>Nr ref.</u>	<u>Nazwa produktu</u>
3250	Dozownik Savett

Zatwierdzona przez: Teija Ålander

Data: 27.02.2008

Kierownik ds. Zapewnienia Jakości i Rejestracji