

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nr ref 51011014 KOMPRES Z ŻELEM NA OPARZENIA CEDERROTH
BURN GEL DRESSING / OPATRUNEK NA TWARZ
30x40 CM



1 OPIS OGÓLNY PRODUKTU

Opis

Kompres piankowy / opatrunek na twarz pokryty żelem stosuje się podczas pierwszej pomocy na powierzchniowe rany po oparzeniach, także oparzeniach słonecznych. Żel na oparzenia zapewnia szybkie schłodzenie i skuteczne uśmierzanie bólu i przeciwdziała dalszym uszkodzeniom tkanki. Opatrunek posiada wycięcia na oczy, nos i usta, dzięki czemu może być używany jako maska opatrunkowa na twarz. Opatrunki są indywidualnie zapakowane w szczelnie zamknięte sterylne saszetki, które można łatwo rozerwać. Kompres z żelem na oparzenia Cederroth Burn Gel Dressing / Opatrunek na twarz 30x40 cm znajduje się w apteczce Cederroth First Aid Burn Kit.

Wyrób medyczny opatrzony oznakowaniem CE.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Do momentu użycia produkty należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.



2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Zawartość opakowania jednostkowego

Produkt/Materiał

Kompres z żelem na oparzenia w zamkniętej saszetce, sterylny. Do jednorazowego użytku.

Wymiary (mm)

Opatrunek 300 x 400

Liczba

1

Saszetka 230 x 320

1

Materiał

Żel na oparzenia: Wodny (90%) żel z glikolem propylenowym, glicerolem, emulgatorem i środkiem powierzchniowo czynnym.

Kompres: Pianka poliuretanowa o grubości 3 mm

Saszetka: Laminat PE/ALU/PET

Pudełko: ND.

Okres 5 lat

przechowywania:

3 INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU

	CU	SKU	Paleta
GTIN:	7310610021818	7310800021987	7312020022621
Zawartość:	1 opatrunek	3 CU	12 SKU/warstwa x 13 warstw
Wymiary (szer. x dł. x wys. mm):	230 x 320 x 16	188 x 338 x 80	Paleta 800 x 1200 x 1190
Waga brutto:	382 g	1276 g	224 kg
Materiał opakowaniowy:	Saszetka – PE/ALU/PET laminat	Tektura falista 130 g	-

