



Elektrody uniwersalne z kablem przyłączeniowym CU Medical iPad

Najważniejsze informacje

- Uniwersalne (rozmiar dla dorosłych, ale mogą być również użyte jako elektrody pediatryczne),
- Jednorazowe, samoprzylepne.
- Elektrody dostarczane są z kablem przyłączeniowym – wystający poza opakowanie fragment kabla z wtyczką, może być podłączony do AED od razu po zakupie urządzenia, dzięki czemu czas działania w razie zagrożenie życia jest krótszy.
- Należy codziennie sprawdzać stan elektrod na wyświetlaczu LCD.
- Elektrody opakowane są w grubą folię chroniącą przed uszkodzeniem. Zaleca się sprawdzać opakowanie elektrod przed ich użyciem pod kątem uszkodzeń i jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie powinno się ich użyć.

Przeznaczenie

- Elektrody medyczne, służą do defibrylacji.
- Elektrody uniwersalne do defibrylatorów CU Medical iPad SP1 i iPad SP1 AUTO.

Parametry techniczne

- powierzchnia elektrod: 110 cm²,
- całkowita długość kabla: 120 cm (wewnątrz opakowania: 95 cm, na zewnątrz: 25 cm),
- okres przydatności: do 36 miesięcy.
- kod: CUA1007S.

UWAGA! Klejąca substancja pokrywająca elektrody zapewnia optymalne przyleganie powierzchni elektrod do skóry pacjenta. Dlatego też nie należy otwierać opakowania elektrod, jeśli ich zastosowanie nie jest wymagane. Należy też okresowo kontrolować termin ważności elektrod, a także sprawdzać opakowanie elektrod pod kątem uszkodzeń.